

SISTEMA MTE

Conexión hexagonal externa




Medidas del implante MTE Ø3,30 mm

Ø3,30	A	B	C
	Ø3,3	Ø3,3	1,0



- Indicaciones de uso clínico:
> Ø3,30 mm - Incisivos centrales y laterales



Instrumental de colocación

Montador HE



TR025A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

COD: PQ033A

Tapa de Cierre
COD: TP001A



0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Cicatrizal



0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
CI002A	H2
CI003A	H3
CI004A	H4

Transfer Cubeta Abierta
COD: TF001A



TR013A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Transfer Cubeta Cerrada
COD: TF002A



TR020A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Análogo
COD: AN001A




Análogo de Bronce
COD: AN002A



Instrumental de colocación

Destornillador manual 0,048" 



COD: DM003A - Corto
COD: DM004A - Largo

Sistema Protésico MTE Ø3,30

Pilar Recto



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm
● 0,048"
Torque:
32 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR001 ⁽¹⁾	H0
PR002 ⁽¹⁾	H1
PR003 ⁽¹⁾	H2
PR004 ⁽¹⁾	H3

Pilar Angulado 15°
COD: PA001 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm
● 0,048"
Torque:
32 N.cm

Pilar Angulado 25°
COD: PA002 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm
● 0,048"
Torque:
32 N.cm

UCLA Antirotacional
COD: UC001 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm
● 0,048"
Torque:
32 N.cm

UCLA Rotacional
COD: UC002 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm
● 0,048"
Torque:
32 N.cm

Tornillo Hexagonal UNF 1-72
COD: TR027A



⁽¹⁾: Para piezas protésicas de tornillo pasante con **Hexagono 0,048"**, finalizar los códigos con la letra **A**

Tornillo Cuadrado UNF 1-72
COD: TR046A



⁽¹⁾: Para piezas protésicas de tornillo pasante con **Cuadrado 0,050"**, finalizar los códigos con la letra **B**


Instrumental de colocación

Llave criquet dinamométrica



COD: IV003A

Punta para torquímetro 0,048" ●



COD: PQ001A - Corto
COD: PQ002A - Medio
COD: PQ003A - Largo


Punta para torquímetro 0,050" ■




COD: PQ004A - Corto
COD: PQ005A - Medio
COD: PQ006A - Largo

Medidas del implante MTE Ø3,75 mm y Ø4,00 mm

	A	B	C
Ø3,75	Ø4,10	Ø3,75	0,7 mm
Ø4,00	Ø4,10	Ø4,00	0,7 mm



- Indicaciones de uso clínico:
 >Ø3,75 mm - Caninos y premolares
 >Ø4,00 mm - Premolares y molares



Instrumental de colocación



COD: PQ032A


TR024A
 0,048"
 Torque manual:
 10 N.cm

Destornillador Manual Traba Estrella



COD: DM007A - Corto
 COD: DM008A - Largo

Disp. mecánico p/ contra ángulo traba estrella



COD: D0005A - Corto
 COD: D0006A - Largo

Punta para torquímetro traba estrella



COD: PQ009A - Corto
 COD: PQ010A - Largo

Tapa de Cierre
COD: TP002A



0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Cicatrizal



0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
CI014A	H2
CI015A	H3
CI016A	H4

Transfer Cubeta Abierta
COD: TF007A



TR012A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Transfer Cubeta Cerrada
COD: TF008A



TR021A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Análogo
COD: AN007A




Análogo de Bronce
COD: AN008A



Instrumental de colocación

Destornillador manual 0,048"



COD: DM003A - Corto
COD: DM004A - Largo

Sistema Protésico MTE Ø4,10

Pilar Recto



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm

● 0,048"
Torque:
32 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR016 ⁽¹⁾	H0
PR017 ⁽¹⁾	H1
PR018 ⁽¹⁾	H2
PR019 ⁽¹⁾	H3
PR020 ⁽¹⁾	H4

Pilar Angulado 15°
COD: PA007 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm

● 0,048"
Torque:
32 N.cm

Pilar Angulado 25°
COD: PA008 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm

● 0,048"
Torque:
32 N.cm

UCLA Antirotacional
COD: UC005 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm

● 0,048"
Torque:
32 N.cm

UCLA Rotacional
COD: UC006 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm

● 0,048"
Torque:
32 N.cm

Tornillo Protético Hexagonal
M2
COD: TR002A



⁽¹⁾: Para piezas protésicas de tornillo pasante con **Hexagono 0,048"**, finalizar los códigos con la letra **A**

Tornillo Protético Cuadrado
M2
COD: TR001A



⁽¹⁾: Para piezas protésicas de tornillo pasante con **Cuadrado 0,050"**, finalizar los códigos con la letra **B**

Instrumental de colocación

Llave criquet dinamométrica



COD: IV003A

Punta para torquímetro 0,048" ●



COD: PQ001A - Corto
COD: PQ002A - Medio
COD: PQ003A - Largo

Punta para torquímetro 0,050" ■




COD: PQ004A - Corto
COD: PQ005A - Medio
COD: PQ006A - Largo

Ti Base Hexágono Externo



PR207A Ti Base Antirotacional

- Plataforma $\varnothing 4,1\text{mm}$ Implantes $\varnothing 3,75\text{mm}$ y $\varnothing 4,00\text{mm}$.
- Hombro fino para rehabilitaciones de compromiso estético.
- Superficie ranurada y texturada para mejor adhesión del cemento.
- Torque manual recomendado: 32 N.cm.



PR217A Ti Base Rotacional

Análogo Hexágono Externo



AN034A

- Plataforma $\varnothing 4,1$.
- Faceta única.
- Fabricado en titanio.



Scan Body Hexágono Externo



TF044A

- Superficie tratada para mejorar escaneo.
- Grabado láser para su fácil reconocimiento.
- Torque manual recomendado: 10 N.cm.

Medidas del implante MTE Ø5,00 mm




Instrumental de colocación



TR024A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm



Tapa de Cierre
COD: TP003A



0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Cicatrizal



0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
CI019A	H2
CI020A	H3
CI021A	H4

Transfer Cubeta Abierta
COD: TF009A



TR012A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Transfer Cubeta Cerrada
COD: TF010A



TR021A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Análogo
COD: AN009A




Análogo de Bronce
COD: AN010A



Instrumental de colocación

Destornillador manual 0,048" 



COD: DM003A - Corto
COD: DM004A - Largo

Pilar Recto



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm
● 0,048"
Torque:
32 N.cm

Código	Altura Gingival [mm]
PR021 ⁽¹⁾	H0
PR022 ⁽¹⁾	H1
PR023 ⁽¹⁾	H2
PR024 ⁽¹⁾	H3

UCLA Antirotacional
COD: UC007 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm
● 0,048"
Torque:
32 N.cm

UCLA Rotacional
COD: UC008 ⁽¹⁾



■ 0,050"
Torque:
32 N.cm
● 0,048"
Torque:
32 N.cm

Tornillo Protético Hexagonal
M2
COD: TR002A



⁽¹⁾: Para piezas protésicas de tornillo pasante con Hexágono 0,048", finalizar los códigos con la letra A

Tornillo Protético Cuadrado
M2
COD: TR001A



⁽¹⁾: Para piezas protésicas de tornillo pasante con Cuadrado 0,050", finalizar los códigos con la letra B

Instrumental de colocación

Llave criquet dinamométrica →



COD: IV003A

Punta para torquímetro 0,048" ●



COD: PQ001A - Corto
COD: PQ002A - Medio
COD: PQ003A - Largo

Punta para torquímetro 0,050" ■



COD: PQ004A - Corto
COD: PQ005A - Medio
COD: PQ006A - Largo

Scan Body Multi Unit
COD: TF037A



TR042A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Scan Body Multi Unit
COD: AN039A




Corona cemento-atornillada

Ti Base Multi Unit
COD: PR194A



TR042A
0,048"
Torque manual:
15 N.cm

Transfer Multi Unit
COD: TF027A



TR044A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Análogo Multi Unit
COD: AN024A



Corona atornillada

UCLA Multi Unit
COD: UC030A



TR042A
0,048"
Torque manual:
15 N.cm

Tapón Cicatrizal Multi Unit
COD: C115A



TR042A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm

Provisorio Multi Unit
COD: PR112A



TR042A
0,048"
Torque manual:
10 N.cm


Pilar Recto



Torque manual máximo:
20 N.cm

Código	H [mm]	Ø [mm]
PR079A	2	4.75
PR080A	3	4.75
PR081A	4	4.75
PR082A	5	4.75
PR083A	6	4.75

Instrumental de colocación



Destornillador manual para MU

DM011A

Instrumental de colocación

Destornillador manual 0,048"




COD: DM003A - Corto
COD: DM004A - Largo

Ball Attached

Ball Attached HE Ø3,30 mm



Torque: 20 N.cm




Código	Altura Gingival [mm]
BT058A	H1
BT059A	H2
BT060A	H3
BT061A	H4
BT062A	H5
BT063A	H6

Ball Attached HE Ø4,10 mm




Torque: 20 N.cm




Código	Altura Gingival [mm]
BT005A	H1
BT006A	H2
BT007A	H3
BT008A	H4

Ball Attached HE Ø5,00 mm




Torque: 20 N.cm



Código	Altura Gingival [mm]
BT064A	H1
BT065A	H2
BT066A	H3
BT067A	H4
BT068A	H5
BT069A	H6

Cazoleta
COD: BT026A

Funcional para *todas* las conexiones.



Instrumental de colocación

Llave para Ball Attached



PQ015A